

BARBIJO

TRICAPA


TAPABOCA
REUTILIZABLE



- ▶ Material Tricapa
- ▶ Ajuste Elastizado
- ▶ Lavable y Reutilizable
- ▶ Sanitizable
- ▶ Resistente al Alcohol
- ▶ Excelente Aislación
- ▶ Cubre Naríz, Boca y Mentón

SET DE POLIESTER
ESPUMA DE
POLIURETANO
SET DE POLIESTER

**Material
Tricapa**



**Protección
Permanente**

**UNISEX,
TALLE ÚNICO
ELASTIZADO**

USO COTIDIANO | AMBIENTE LABORAL
AEROPUERTOS | VÍA PÚBLICA

www.dlt-tools.com

DLT
TOOLS

BARBIJO

TRICAPA

TAPABOCA REUTILIZABLE




- ▶ Material Tricapa
- ▶ Ajuste Elastizado
- ▶ Lavable y Reutilizable
- ▶ Sanitizable
- ▶ Resistente al Alcohol
- ▶ Excelente Aislación
- ▶ Cubre Naríz, Boca y Mentón

SET DE POLIESTER

ESPUMA DE
POLIURETANO

SET DE POLIESTER

Material Tricapa



Protección Permanente

**UNISEX,
TALLE ÚNICO
ELASTIZADO**

USO COTIDIANO | AMBIENTE LABORAL
AEROPUERTOS | VÍA PÚBLICA

www.dlt-tools.com

DLT
TOOLS

BARBIJO TAPABOCA TRICAPA REUTILIZABLE



Características Técnicas



Material

Set de Poliester Bondeado
5 mm. de espesor

Medidas

155mm x 190mm
Talle único - Unisex

Presentación

Envase individual (1 unidad)
Cajas por 100 unidades

Características del Material

Compuesto por tres capas, dos capas (exterior e interior) de set de poliester y una capa central de espuma de poliuretano de 4 mm.

El mismo posee las siguientes cualidades:

Elasticidad: Posee un gran estiramiento, lo que le permite ajustarse con seguridad en forma y dimensión al contorno del rostro.

Memoria: El material es indeformable a través del tiempo.

Respirabilidad: La celda abierta, permite que el aire pase con comodidad.

Aislación: Su confección tricapa incrementa notablemente el nivel de aislación y funciona como elemento filtrante.

**UNISEX,
TALLE ÚNICO
ELASTIZADO**

info@dlt-tools.com
www.dlt-tools.com

USO COTIDIANO
AMBIENTE LABORAL
AEROPUERTOS | VÍA PÚBLICA

BARBIJO TAPABOCA TRICAPA REUTILIZABLE



Instrucciones de Uso, Higiene y Sanitización

Uso del tapaboca



Antes de ponerse el tapaboca, lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol en gel.

El tapaboca debe cubrir la boca y la nariz, asegurándose de que no haya espacios entre la cara y la tela.

Evitar tocar el barbijo mientras se usa; de lo contrario, lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol en gel.

Para quitarse el barbijo: hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera del mismo.



Higiene y Sanitización

El tapaboca es reutilizable, para que no pierda su eficacia y seguridad, se recomienda sanitizar o higienizar el mismo con alguna de las siguientes medidas:



Rociarlo con una solución de 70% alcohol más 30% agua. Dejar secar unos minutos antes de utilizar.

Lavado a mano con agua y jabón, **no se recomienda el lavado en lavarropas.** Secar antes de utilizar.



**UNISEX,
TALLE ÚNICO
ELASTIZADO**

info@dlt-tools.com
www.dlt-tools.com

USO COTIDIANO
AMBIENTE LABORAL
AEROPUERTOS | VÍA PÚBLICA